



Vessel Dilating Forceps - Angled 10°/12cm/0.1mm Tip Diameter



Stark modifizierte Pinzette mit länglichen, parallelen Spitzen, die hochglanzpoliert sind. Für eine kontrollierte Gefäßdilata-tion.

Allgemein

Produktnummer	18131-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909507015



Finde 18131-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Tipdiameter	0.1 mm		
Tips	For Dilating		
Tipshape	Angled 10°		