



Vessel Dilating Forceps - Angled 10°/12cm/0.3mm Tip Diameter



Stark modifizierte Pinzette mit länglichen, parallelen Spitzen, die hochglanzpoliert sind. Für eine kontrollierte Gefäßdilatation.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	18133-12
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909509590



Finde 18133-12 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	12.5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	12 cm		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tips	For Dilating		
Tipshape	Angled 10°		