



Pierse Fixation Forceps - Straight/13cm



Ein 0,3 mm großes Loch zur Geweberetention bietet außergewöhnlichen Halt für Sklera, Gefäßwand und Epineurium.

Allgemein

Produktnummer	18155-13
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909507046



Finde 18155-13 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	55 g	Nettogewicht	16 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	13 cm		
Tipdimensions	1 x 0.5 mm		
Tipwidth	1.5 mm		
Tips	0.3 mm Hole		
Tipshape	Straight		