



Dieses Retraktionssystem für Kleintiere (bis 200 g) vereinfacht die Einrichtungsprozedur und bietet dem Forscher einen ausgezeichneten Überblick über die zu operierende Stelle.

Es besteht aus drei Komponenten:

1. Basisplatte (Nr. 18200-03 & 18200-04)
2. Fixatoren (Nr. 18200-01 & 18200-02)
3. Retraktor (Nr. 18200-05 bis 18200-12)

Die Basisplatten bestehen aus magnetischem Edelstahl und sind in zwei Größen erhältlich.

Die Oberfläche ist nicht reflektierend und beide Platten haben in der Mitte eine Öffnung, die für ein Kontrollsystem der Körpertemperatur des Tiers gedacht ist.

Die Öffnungsgrößen sind 10 x 13 cm für die kleine und 15 x 25 cm für die große Basisplatte.

Die Fixatoren sind bewegliche Anker aus eloxiertem Aluminium mit einem chirurgischen Seltenerdsmagnet in der Basis zur Befestigung an einer beliebigen Stelle auf der Basisplatte.

Die Magneten beeinträchtigen die Laborelektronik nicht und können in der Nähe (3 cm) von ferromagnetischen Objekten verwendet werden.

Sie umfassen mit Drucktasten aktivierte Schnappschlösser, die entweder in die Draht- oder die Elastomerretraktoren eingreifen.

Die Retraktoren sind austauschbare Reaktorspitzen (Nr. 18200-08 bis 18200-12), die sich entweder mit dem Reaktordraht (Nr. 18200-05 & 18200-06) für statische Retraktion oder dem Elastomerdraht (Nr. 18200-07) für dynamische Retraktion verbinden.

Die Retraktorspitzen sind leicht und atraumatisch gegenüber empfindlichem Gewebe oder Membranen.

Alle Systembestandteile sind - mit Ausnahme der Elastomere (Nr. 18200-07) - autoklavierbar.



Die Komponenten können einzeln oder als Set gekauft werden, das Set für Tiere bis zu 200 g (Nr. 18200-20) enthält:

- 1 kleine Basisplatte (Nr. 18200-03)
- 2 kurze Fixatoren (Nr. 18200-01)
- 1 langer Fixator (Nr. 18200-02)
- 1 Elastomer, 2m Rolle (Nr. 18200-07)
- 1 Packung stumpfe Retraktoren, 1 mm breit (Nr. 18200-09)
- 1 Packung stumpfe Retraktoren, 2,5 mm breit (Nr. 18200-10)

Allgemein

Produktnummer	18200-20
Kategorie	Retractors > Retraction Systems Most Popular > Retractors
EAN	4251909507176



Finde 18200-20 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	690 g	Nettogewicht	688 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Feature	Kit for animals up to 200 g		