



Vessel Cannulation Forceps - 0.35mm OD/11.5cm



Diese Pinzetten zur Gefäßkanülierung sind sehr nützlich, wenn ein feiner Plastikschauch in ein Blutgefäß von fast gleicher Größe eingeführt werden soll. Die ausgehöhlten Spitzen halten den Schlauch sicher, ohne ihn dabei zu verformen. Die Spitze des Schlauchs wird exakt in die Gefäßöffnung eingeführt, wobei ein Schaden am Gefäß durch eine ungewollte Bewegung vermieden wird.

Allgemein

Produktnummer	18403-11
Kategorie	Forceps & Tweezers > Cannulation
EAN	4251909507220



Finde 18403-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	35 g	Nettogewicht	13 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	11.5 cm		
Tipshape	Angled		
Tubingsize	0.35 mm OD		