




Micro Clips - Titanium/Straight/16mm



Leicht mit starkem Spanndruck. Feine atraumatische Zahnungen.

Allgemein

Produktnummer	18555-02
Kategorie	Clamps & Clips > Serrefines
EAN	4251909507268



Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Titanium		
Antimagnetic	Yes		
Clamppress	Light		
Length	16 mm		
Grampress	85 g		
Jawdims	8 x 2 mm		
Serrated	Yes		
Shape	Straight		