



Multipurpose Forceps - Straight/Suture Tying Platform/15cm/0.3mm Tip

Diameter



Balancierte Instrumente legen den Schwerpunkt zwischen den Daumen und den Zeigefinger. Dies wird durch Hinzufügen eines leichten Gegengewichts zu dem proximalen Ende der Instrumente erreicht. Das Design verbessert das Tastgefühl und sorgt für eine bessere Kontrolle und Präzision. Diese Meh zweckpinzette kann bei verschiedenen Operationstechniken verwendet werden. Die Spitzen können vorne als Dilatoren oder hinten als Nadelhalter und Greifpinzette verwendet werden. Die Plattform an den Spitzen schließen parallel und gewährleisten somit einen sicheren Griff.

Allgemein

Produktnummer	18602-15
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909507305



Finde 18602-15 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	65 g	Nettogewicht	32 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	15 cm		
Tipdiameter	0.3 mm		
Tips	For Dilating and Suture tying		
Tipshape	Straight		