



Multipurpose Forceps - Angled/Smooth/14.5cm/0.2mm Tip Diameter



Balancierte Instrumente legen den Schwerpunkt zwischen den Daumen und den Zeigefinger. Dies wird durch Hinzufügen eines leichten Gegengewichts zu dem proximalen Ende der Instrumente erreicht. Das Design verbessert das Tastgefühl und sorgt für eine bessere Kontrolle und Präzision. Diese Meh zweckpinzette kann bei verschiedenen Operationstechniken verwendet werden. Die Spitzen können vorne als Dilatatoren oder hinten als Nadelhalter und Greifpinzette verwendet werden. Die Plattform an den Spitzen schließen parallel und gewährleisten somit einen sicheren Griff.

Allgemein

Produktnummer	18603-14
Kategorie	Forceps & Tweezers > Smooth
EAN	4251909507312



Finde 18603-14 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	65 g	Nettogewicht	30 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14.5 cm		
Tipdiameter	0.2 mm		
Tips	For Dilating		
Tipshape	Angled		