

Passende Steckverbindung. Kontakte mit gekrimpten Enden, können aber auch für Lötverbindungen benutzt werden.



Allgemein

Produktnummer	19003-00
Kategorie	Lab Accessories
EAN	4251909507329



Finde 19003-00 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	5 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	50 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Diameter	1.2 mm		
Length	1 cm		
Lengthwhenconnected	16 mm		
Style	Male		
Wireopening	0.63 mm		