



Self-Tapping Bone Screws - 4.8mm/100 screws/1.19mm Shaft Diameter

Diese Schrauben halten besser als gewöhnliche Maschinenschrauben. Es handelt sich um Linsenschrauben, die sich perfekt für die Verankerung von Dentalzement am Knochen eignen. Verwenden Sie unsere Bohrer Nr. 19007-09 mit 0,9 mm zum Vorbohren der Schrauben mit 1,19 mm (Nr. 19010-00). Verwenden Sie unsere Bohrer Nr. 19007-07 mit 0,7 mm zum Vorbohren der Schrauben mit 0,86 mm (Nr. 19010-10).



Allgemein

Produktnummer	19010-00
Kategorie	Lab Accessories > Screws
EAN	4251909507473



Finde 19010-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	10 g	Nettogewicht	7 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	4.8 mm		
Feature	100 screws		
Shaftdiameter	1.19 mm		