



Moria Instrument Case with Silicone Mat - 18 x 9 x 3cm

Dieser Instrumentenbehälter umfasst eine genoppte Silikonmatte zur sicheren Ablage chirurgischer Instrumente. Der Behälter und der Silikoneinsatz sind autoklavierbar, sollten jedoch nicht zur Sterilisation chirurgischer Instrumente verwendet werden.



Allgemein

Produktnummer	20311-21
Kategorie	Instrument Care > Storage
EAN	4251909507497



Finde 20311-21 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	220 g	Nettogewicht	210 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Aluminum		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Silver		
Dimensionstext	18 x 9 x 3 cm		