




Hohe Qualität, besonders weiche Matte zur sicheren Ablage für empfindliche Instrumente. Diese Matte kann problemlos an den vormarkierten Einkerbungen eingeschnitten und somit für verschiedene Instrumentenbehälter passend gemacht werden. Autoklavierbar.

Allgemein

|               |                           |
|---------------|---------------------------|
| Produktnummer | 20325-00                  |
| Kategorie     | Instrument Care > Storage |
| EAN           | 4251909507503             |



Technische Informationen

|                     |            |              |       |
|---------------------|------------|--------------|-------|
| Versandgewicht      | 280 g      | Nettogewicht | 277 g |
| Paketgröße          | 1 Pc.      | Maßeinheit   | EA    |
| Mindestbestellmenge | 1          |              |       |
| Alloymaterial       | Silicone   |              |       |
| Autoclavesafe       | Yes        |              |       |
| Color               | Blue       |              |       |
| Dimensionstext      | 30 x 20 cm |              |       |