



Colored Aluminum Instrument Case - 18 x 9 x 3 cm/Yellow



Dieses Instrumentenetui enthält eine Silikonmatte mit Spitzen für die sichere Aufbewahrung von chirurgischen Instrumenten. Es ist in fünf Farben erhältlich, wobei leichte Abweichungen zwischen den Produktionschargen auftreten können. Sowohl das Etui als auch der Silikoneinsatz sind autoklavierbar, sie sind jedoch nicht für die Sterilisation von chirurgischen Instrumenten vorgesehen.

Allgemein

Produktnummer	20330-03
Kategorie	Instrument Care > Storage Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909511517



Finde 20330-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	207 g	Nettogewicht	207 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Aluminum		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Yellow		
Length	18 cm		
Width	9 cm		
Height	3 cm		