



Plastic Sterilization Case - 19 x 10 x 2cm



Dieser Instrumentenbehälter umfasst eine genoppte Silikonmatte zur sicheren Ablage chirurgischer Instrumente. Der perforierte Deckel ist durchsichtig, damit die Instrumente deutlich sichtbar sind. Geeignet zum Autoklavieren oder zur Ethylenoxid-Sterilisierung.

Allgemein

Produktnummer	20810-01
Kategorie	Instrument Care > Sterilization Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909507534



Finde 20810-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	220 g	Nettogewicht	213 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	19 x 10 x 2 cm		