




Plastic Sterilization Case - 27 x 16 x 4cm



Dieser Instrumentenbehälter umfasst eine genoppte Silikonmatte zur sicheren Ablage chirurgischer Instrumente. Der perforierte Deckel ist durchsichtig, damit die Instrumente deutlich sichtbar sind. Geeignet zum Autoklavieren oder zur Ethylenoxid-Sterilisierung.

Allgemein

Produktnummer	20810-02
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	4251909507541



Finde 20810-02 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	655 g	Nettogewicht	644 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	27 x 16 x 4 cm		