



Two Tiered Sterilization Container - 25 x 12 x 3cm

Dieser Kunststoffbehälter zum Sterilisieren hat zwei Lagen an Silikonschlitzten zur Aufnahme von 12 verschiedenen Instrumenten. Der Deckel mit Scharnier und der untere Teil schließen fest ab. Geeignet zum Autoklavieren oder zur Ethylenoxid-Sterilisierung.



Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	20820-00
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	4251909507558



Finde 20820-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	250 g	Nettogewicht	248 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	25 x 12 x 3 cm		