



Colored Plastic Instrument Case - 17 x 8 x 2cm/Yellow



In diesem abgeteilten Plastikbehälter können einzelne chirurgische Instrumente mit einer Länge bis zu 16 cm zuverlässig und sicher vor Beschädigung der Spitze aufbewahrt werden. Behälter ist autoklavierbar und darf nicht zur Sterilisierung chirurgischen Instrumenten verwendet werden. Instrumente nicht enthalten.

Allgemein

Produktnummer	20830-03
Kategorie	Instrument Care > Storage Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909507596



Finde 20830-03 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	69 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Yellow		
Dimensionstext	17 x 8 x 2 cm		