



Colored Plastic Instrument Case - 17 x 8 x 2cm/Pink



In diesem abgeteilten Plastikbehälter können einzelne chirurgische Instrumente mit einer Länge bis zu 16 cm zuverlässig und sicher vor Beschädigung der Spitze aufbewahrt werden. Behälter ist autoklavierbar und darf nicht zur Sterilisierung chirurgischen Instrumenten verwendet werden. Instrumente nicht enthalten.

Allgemein

Produktnummer	20830-04
Kategorie	Instrument Care > Storage Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909507602



Finde 20830-04 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	67 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Color	Pink		
Dimensionstext	17 x 8 x 2 cm		