




Plastic Sterilization Case - Single Tier/19 x 7 x 2cm



Dieser Sterilisierungsbehälter besteht aus Ultem-Polymer, um Festigkeit und lange Haltbarkeit sicherzustellen. Dank des transparenten gelochten Deckels können Sie Ihre chirurgischen Instrumente problemlos identifizieren. Für einen sicheren Halt ist eine Silikonmatte enthalten. Einsätze können der Einfachheit halber auch gestapelt werden. Geeignet zum Autoklavieren oder zur Ethylenoxid-Sterilisierung.

Allgemein

Produktnummer	20840-01
Kategorie	Instrument Care > Sterilization Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909507633



Finde 20840-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	145 g	Nettogewicht	141 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	19 x 7 x 2 cm		