



Dieser Sterilisierungsbehälter besteht aus Ultem-Polymer, um Festigkeit und lange Haltbarkeit sicherzustellen. Dank des transparenten gelochten Deckels können Sie Ihre chirurgischen Instrumente problemlos identifizieren. Für einen sicheren Halt ist eine Silikonmatte enthalten. Einsätze können der Einfachheit halber auch gestapelt werden. Geeignet zum Autoklavieren oder zur Ethylenoxid-Sterilisierung.

Allgemein

Produktnummer	20842-03
Kategorie	Instrument Care > Sterilization Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909507664



Finde 20842-03 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	805 g	Nettogewicht	800 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Plastic		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	25 x 15 x 4 cm		