



Stainless Steel Sterilization Container - 30 x 14 x 4cm

Dieser Behälter hilft bei der Sterilisation und Lagerung Ihrer feinen chirurgischen Instrumente. Im Lieferumfang ist eine passgenaue Silikonmatte enthalten, um die Instrumente während der Sterilisation und Lagerung sicher aufzubewahren. Benötigte Langzeitfilter (Nr. 20850-10) sind separat erhältlich. Geeignet für die Sterilisation im Autoklaven oder mit Ethylenoxid.



Allgemein

Produktnummer	20850-00
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	4251909507671



Finde 20850-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	920 g	Nettogewicht	918 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Aluminum tub with surgical stainless steel (Inox) lid		
Antimagnetic	Yes		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	30 x 14 x 4 cm		