



Ear Punch - Stainless Steel & Anodized Aluminum/2mm Punch Diameter



Diese Ohrlochstanze wurde entwickelt, um schnelles und sicheres Stanzen zu gewährleisten. Sie ist leicht und passt gut in die Handfläche. Dieser Artikel wird exklusiv für FST hergestellt. Autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	24214-02
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Punches Most Popular > Rongeurs, Punches & Sampling
EAN	4061706159108



Finde 24214-02 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	85 g	Nettogewicht	81 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) and anodized aluminum		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11.5 cm		
Punchdiameter	2 mm		