



GenoPunch - Stainless Steel & Anodized Aluminum/2mm Punch Diameter



Dieser GenoPunch mit austauschbaren Halterungen wurde für das Auffangen von 2 mm großen Gewebeproben von DNS-Analysen und / oder Genotypisierungen entworfen. GenoPunch enthält: (1) GenoPunch (1) 0,5 ml Röhrenhalter (1) 1,6 ml Röhrenhalter (1) Schraubenzieher (4) Schrauben FST liefert keine Mikrotubes. Autoklavierbar.

Allgemein

Produktnummer	24215-02
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Punches Most Popular > Rongeurs, Punches & Sampling
EAN	4251909507763

Finde 24215-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	120 g	Nettogewicht	90 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox) and anodized aluminum		
Autoclavesafe	Yes		
Length	11.5 cm		
Punchdiameter	2 mm		