



Ideal zur Anwendung bei kleinen Tieren wie Mäusen und Ratten. Diese silberfarbigen Marken mit schwarzen Nummern sind leicht zu lesen und können sicher in Salzwasser verwendet werden. Einmal angebrachte Marken können nicht mehr entfernt werden. Auf besonderen Wunsch sind kundendefinierte Zeichenfolgen und Nummern über 1000 erhältlich.

Allgemein

Produktnummer	24220-00
Kategorie	Lab Accessories > Marking & Identification Most Popular > Lab Accessories
EAN	4251909507770



Finde 24220-00 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	95 g	Nettogewicht	90 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Length	14 cm		