



Diese Ohrmarken sind ideal für die Verwendung bei Kleintieren wie Mäusen und Ratten und sind von 001-100 nummeriert. Die silberfarbenen Ohrmarken sind aus Monel gefertigt und die lasergravierten Zahlen sind gut sichtbar und leicht zu lesen. Nach dem Anbringen sind die Ohrmarken versiegelt und können nicht mehr entfernt werden, so dass sie eine einfach zu handhabende, dauerhafte Kennzeichnungsmethode darstellen. Diese Ohrmarken sind für die Verwendung in Salzwasser geeignet.

Allgemein

Produktnummer	24221-10
Kategorie	Lab Accessories > Marking & Identification Most Popular > Lab Accessories
EAN	4251909511777



Finde 24221-10 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	21 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Monel		
Length	0.8 cm		
Feature	No. 1-100		