



Self-Piercing Ear Tags (Laser marked) - #501 to #1000



Diese Ohrmarken sind ideal für die Verwendung bei Kleintieren wie Mäusen und Ratten und sind von 501-1000 nummeriert. Die silberfarbenen Ohrmarken sind aus Monel gefertigt und die lasergravierten Zahlen sind gut sichtbar und leicht zu lesen. Nach dem Anbringen sind die Ohrmarken versiegelt und können nicht mehr entfernt werden, so dass sie eine einfach zu handhabende, dauerhafte Kennzeichnungsmethode darstellen. Diese Ohrmarken sind für die Verwendung in Salzwasser geeignet.

Allgemein

Produktnummer	24221-90
Kategorie	Lab Accessories > Marking & Identification
EAN	4251909511791



Finde 24221-90 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	100 g	Nettogewicht	96 g
Paketgröße	500 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Monel		
Length	0.8 cm		
Feature	No. 501-1000		