



Diese Stanze entlastet das Handgelenk beim Markieren des Tieres, da nur ein sanfter Druck erforderlich ist. Die Stanze besteht aus rostfreiem Stahl und hat eine abgeschrägte Kante, die eher schneidet als stanzt, wodurch der Stresslevel der Tiere minimiert wird. Der Ohrlocher ist nicht autoklavierbar, sollte jedoch für eine lange und problemlose Verwendung regelmäßig geölt werden.

Allgemein

Produktnummer	24916-02
Kategorie	Rongeurs, Punches & Sampling > Punches
EAN	4251909510244



Finde 24916-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	75 g	Nettogewicht	74 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Surgical Stainless Steel (Inox)		
Autoclavesafe	Yes		
Length	14 cm		
Punchdiameter	2 mm		