



Insect Pins - Black Enameled/Size 2



Mit Nylonköpfen.

Allgemein

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Produktnummer | 26000-45                    |
| Kategorie     | Pins, Probes & Hooks > Pins |
| EAN           | 4251909507855               |



Finde 26000-45 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                      |              |     |
|---------------------|----------------------|--------------|-----|
| Versandgewicht      | 10 g                 | Nettogewicht | 8 g |
| Paketgröße          | 100 Pc.              | Maßeinheit   | PA  |
| Mindestbestellmenge | 1                    |              |     |
| Alloymaterial       | Black Enameled Steel |              |     |
| Length              | 4 cm                 |              |     |
| Roddiameter         | 0.45 mm              |              |     |
| Size                | 2                    |              |     |
| Tipdiameter         | 0.03 mm              |              |     |