



Minutien Pins - Black Enameled/0.15mm Diameter/0.0175mm Tip



Allgemein

Produktnummer	26002-15
Kategorie	Pins, Probes & Hooks > Pins
EAN	4251909508029



Finde 26002-15 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	1 g	Nettogewicht	1 g
Paketgröße	500 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Black enameled steel		
Length	1.2 cm		
Roddiameter	0.15 mm		
Tipdiameter	0.0175 mm		