



Nickel Plated Pin Holder - 17cm



Funktioniert mit allen von FST verkauften Nadeln und Wolframnadeln.

Allgemein

Produktnummer	26018-17
Kategorie	Pins, Probes & Hooks > Holders Most Popular > Pins, Probes & Hooks
EAN	4251909508104



Finde 26018-17 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	11 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Aluminum handle with nickel-plated chuck		
Antimagnetic	Yes		
Length	17 cm		
Jawopeningdiameter	0 to 1 mm		