



Drei Aktivitäten können gleichzeitig oder einzeln hoch- oder heruntergezählt werden. Die Zeit kann entweder im 12- oder im 24-Stundenformat angezeigt werden und hat eine Speicherfunktion. Die maximale Countdown-Zeit beträgt 19 Stunden, 59 Minuten, 59 Sekunden. Das Mindestzeitintervall beträgt 1 Sekunde. Das Timergehäuse hat einen starken Magneten zur Montage.

Allgemein

Produktnummer	27000-01
Kategorie	Lab Accessories
EAN	4009816014757



Finde 27000-01 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	115 g	Nettogewicht	110 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Dimensionstext	7 x 8.5 x 1.5 cm		
Lcddisplay	4.5 x 4.5 cm		
Voltagepowersource	AA battery (not included)		