



Self-Sealing Sterilization Pouches - 11.5 x 22.5 cm



Vorgeformte Beutel mit Klettverschlussfunktion, eine blau getönte Seite zur besseren Sichtbarkeit des Inhalts, die andere Seite ist kartoniert. Die Beutel funktionieren entweder beim Autoklavieren mit Dampf oder beim Sterilisieren mit Ethylenoxid.

- Vorteile:
- Schützt die Instrumente während der Sterilisation.
 - Bietet bis zur Verwendung eine sterile Lagerung.
 - Aufschrift auf Beutel zur leichteren Identifizierung während der Sterilisation

Allgemein

Produktnummer	28000-11
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	4251909508159



Finde 28000-11 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	458 g	Nettogewicht	4.5 g
Paketgröße	100 Pc.	Maßeinheit	PA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Medical grade paper		
Autoclavesafe	Yes		
Length	22.5 cm		
Width	11.5 cm		
Dimensionstext	Outer: 13.5 x 28 cm Inner: 11.5 x 22.5 cm		