



Self-Sealing Sterilization Pouches - 17 x 30 cm



Vorgeformte Beutel mit Klettverschlussfunktion, eine blau getönte Seite zur besseren Sichtbarkeit des Inhalts, die andere Seite ist kartoniert. Die Beutel funktionieren entweder beim Autoklavieren mit Dampf oder beim Sterilisieren mit Ethylenoxid.

- Vorteile:
- Schützt die Instrumente während der Sterilisation.
  - Bietet bis zur Verwendung eine sterile Lagerung.
  - Aufschrift auf Beutel zur leichteren Identifizierung während der Sterilisation

Allgemein

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Produktnummer | 28000-14                        |
| Kategorie     | Instrument Care > Sterilization |
| EAN           | 4251909508166                   |



Finde 28000-14 auf [finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |                                       |              |       |
|---------------------|---------------------------------------|--------------|-------|
| Versandgewicht      | 828 g                                 | Nettogewicht | 8.2 g |
| Paketgröße          | 100 Pc.                               | Maßeinheit   | PA    |
| Mindestbestellmenge | 1                                     |              |       |
| Alloymaterial       | Medical grade paper                   |              |       |
| Autoclavesafe       | Yes                                   |              |       |
| Length              | 30 cm                                 |              |       |
| Width               | 17 cm                                 |              |       |
| Dimensionstext      | Outer: 19 x 36 cm   Inner: 17 x 30 cm |              |       |