



Nachdem das Band 40 bis 60 Minuten im Autoklaven einer Temperatur zwischen 121°C und 130°C ausgesetzt war, wird permanent das Wort „STERILIZED“ oder diagonale Streifen angezeigt. Wird benutzt mit den Sterilisationsbeuteln, dem Sterilisationspapier und den Sterilisationsboxen.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	28001-01
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	4251909509798



Finde 28001-01 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	212 g	Nettogewicht	210 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	RO
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Item	Sterilized Tape		
Lengthofroll	550 cm		
Tapewidth	2.6 cm		