



Nachdem das Band 40 bis 60 Minuten im Autoklaven einer Temperatur zwischen 121°C und 130°C ausgesetzt war, wird permanent das Wort „STERILIZED“ oder diagonale Streifen angezeigt. Wird benutzt mit den Sterilisationsbeuteln, dem Sterilisationspapier und den Sterilisationsboxen.

Allgemein

Produktnummer	28001-02
Kategorie	Instrument Care > Sterilization
EAN	4251909508180



Finde 28001-02 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	130 g	Nettogewicht	128 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	RO
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	1,90 cm x 55 m		
Lengthofroll	55 m		