



Sechs LEDs sind in den schwarzen Schaft eingeschlossen und sorgen für eine hohe Kontrastbeleuchtung. Die Lieferung umfasst drei universelle Klemmen zur Befestigung. Zu verwenden mit dem kippbaren Linsenständer von Eschenbach (Nr. 28030-38: nicht mehr lieferbar) und 2x Vergrößerungslinse für einstellbaren Schwanenhals (Nr. 28010-02).

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	28015-00
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909509866



Finde 28015-00 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	300 g	Nettogewicht	278 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Cablelength	2 m		