



Eschenbach varioLEDflex Magnifier - 2.5x



Durch den flexiblen Hals und die kippbare Lupe lässt sich mit der Vario LED-Lupe präzise und bequem arbeiten. Die innovativen Eigenschaften dieser Lupes bieten weiträumiges Arbeitsfeld, welches für alle Anwendungen geeignet ist. Die Befestigungsklemme bietet aufgrund ihres robusten und schmalen Designs viel Arbeitsfläche. Die Lupe wird mit schattenfreien vollen oder halben LED-Ringlampen beleuchtet.

Allgemein

Produktnummer	28015-25
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909508203



Finde 28015-25 auf [finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	1305 g	Nettogewicht	1170 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Dioppter	6D		
Illumination	SMD LED		
Lenssize	76 mm		
Lensshape	Aspheric		
Lensmaterial	PXM® lightweight lens with patented Ceratec®scratch resistant coating		
Magnification	2.5x		
Voltagepowersource	120 V & 230 V		
Workingdistance	Variable		