




Eschenbach Scribolux Magnifier - 2.8x



Dieses Vergrößerungsglas bietet eine beleuchtete Standfläche, die es für jede Arbeitsbedingung geeignet macht. Die offene Konstruktion des Vergrößerungsglases bietet eine weiträumige Arbeitsstandfläche. Wird mit einem Mikrofaserbeutel geliefert, der die Linse schützt und auch für die Reinigung der Linse verwendet werden kann.

Allgemein

Produktnummer	28020-28
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909508227



Finde 28020-28 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	300 g	Nettogewicht	190 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Diopter	7/11D		
Illumination	SMD LED		
Lenssize	100 x 75 mm		
Lenstoimagedistance	75 mm		
Lensshape	Aspheric		
Lensmaterial	PXM® lightweight lens with patented Ceratec®scratch resistant coating		
Magnification	2.8x		
Voltagepowersource	6 V (4 AA-Batteries included)		
Workingdistance	7.5 cm (3 inch)		