



Headband Magnifier - 3.5x



Präzisionsgeschliffene optische Glaslinsen. Das gepolsterte Stirnband ist leicht und voll justierbar. Verfügbar in 2,5-, 2,75- und 3,5-facher Vergrößerung. Kann mit Brille getragen werden.

Allgemein

Produktnummer	28030-04
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909508258



Finde 28030-04 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	275 g	Nettogewicht	150 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Neoprene		
Magnification	3.5x		
Workingdistance	10 cm (4 inch)		