



Galilean Flip-up Spectacles - 3x



Diese Lupe ist leicht und bietet eine einfache Verwendung. Die Verarbeitung hochwertiger Linsen gewährleistet eine exzellente Klarheit sowie eine hohe Auflösung. Die Lupe ist an einem robusten, aber stabilen Sicherheitsrahmen mit einem Stirnband befestigt, das für Stabilität und Komfort sorgt. Sie lässt sich einfach nach oben klappen und kann somit als Schutzbrille verwendet werden. Zum Lieferumfang gehören ein Schraubendreher, ein Mikrofasertuch und eine Aufbewahrungsbox. Verfügbar in 3- und 3,5-facher Vergrößerung.

Allgemein

Produktnummer	28050-30
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909508289



Finde 28050-30 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	270 g	Nettogewicht	262 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Magnification	3x		
Workingdistance	40 cm (16 inch)		