



Galilean Flip-up Spectacles - 3.5x



Diese Lupe ist leicht und bietet eine einfache Verwendung. Die Verarbeitung hochwertiger Linsen gewährleistet eine exzellente Klarheit sowie eine hohe Auflösung. Die Lupe ist an einem robusten, aber stabilen Sicherheitsrahmen mit einem Stirnband befestigt, das für Stabilität und Komfort sorgt. Sie lässt sich einfach nach oben klappen und kann somit als Schutzbrille verwendet werden. Zum Lieferumfang gehören ein Schraubendreher, ein Mikrofasertuch und eine Aufbewahrungsbox. Verfügbar in 3- und 3,5-facher Vergrößerung.

Allgemein

Produktnummer	28050-35
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers MedTech Line
EAN	4251909508296



Finde 28050-35 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	270 g	Nettogewicht	77 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		
Magnification	3.5x		
Workingdistance	30 cm (12 inch)		