



Praktisches Set zum Wiederausrichten und Reparieren von feinen Pinzetten. Verbogene Pinzettenspitzen können mit der Kettenzange gerade gebogen werden. Der Schleifstein hat zwei Nuten, 1,6 mm und 0,8 mm, um das Nachschleifen der Pinzettenspitzen zu unterstützen. Mit O-Ringen wird die Pinzette geschlossen gehalten, damit beide Schenkel gleichermaßen ausgerichtet und geschliffen werden. Instrumentenöl hilft bei der Erzeugung einer glatten, scharfen Schneidkante. Inklusive ausführlicher Anweisungen.

- Das Set enthält:
- 1 Schleifstein
 - 10 O-Ringe
 - 1 Flasche mit 50 ml Instrumentenöl
 - 1 Flachzange

Allgemein

Produktnummer	29000-00
Kategorie	Instrument Care > Maintenance Kits Most Popular > Instrument Care
EAN	4251909508326



Finde 29000-00 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	415 g	Nettogewicht	400 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	SET
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Various		