



Natürliche Arkansas-Ölsteine weisen beispiellose Feinheit, Härte und Strukturdichte auf. Zusammen mit Mineralöl kann mit ihnen die schärfste Schneide geschliffen werden.

Allgemein

Produktnummer	29008-01
Kategorie	Instrument Care > Maintenance
EAN	4251909508340



Finde 29008-01 auf
finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	15 g	Nettogewicht	9 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Arkansas stone		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	6 mm x 9 cm		
Shape	Square		