



Sharpening Stone for Fine Forceps



Dieser natürliche Arkansas-Stein hilft dabei, die Spitzen der Dumont Pinzetten nachzuschärfen. Der Stein hat zwei Rillen mit 0,8 mm und 1,6 mm und wird in einer Zedernbox mit O-Ringen geliefert.

Allgemein

Produktnummer	29008-22
Kategorie	Instrument Care > Maintenance
EAN	4251909508364



Finde 29008-22 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	230 g	Nettogewicht	226 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Alloymaterial	Arkansas stone		
Dimensionstext	12.5 x 6.5 x 3 cm		
Shape	Flat with two Grooves		