

Äußerst präzise Glasobjektträger für Objektmikrometer zur Verwendung mit Lichtübertragung in zusammengesetzten- und Stereomikroskopen. Einschließlich Kunststoffgehäuse.



**Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.**

### Allgemein

Produktnummer	29025-01
Kategorie	Lab Accessories > Measurement
EAN	4251909508388



Finde 29025-01 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

### Technische Informationen

Versandgewicht	20 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Dimensionstext	76 x 26 mm		
Increments	10 mm with 100 divisions (0.1 mm)		
Maximummeasurement	10 mm		