



Stage Micrometer - 100 divisions of 0.01mm

Äußerst präzise Glasobjektträger für Objektmikrometer zur Verwendung mit Lichtübertragung in zusammengesetzten- und Stereomikroskopen. Einschließlich Kunststoffgehäuse.



Allgemein

Produktnummer	29025-02
Kategorie	Lab Accessories > Measurement
EAN	4251909508395



Finde 29025-02 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	5 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Dimensionstext	76 x 26 mm		
Increments	1 mm with 100 divisions (0.01 mm)		
Maximummeasurement	1 mm		