

Diese hochwertige Lupe verfügt über ein abnehmbares Mikrometer und leuchtstarke LED-Leuchten entlang des Rands für ein definiertes Bild und klaren Kontrast.



Allgemein

Produktnummer	29026-10
Kategorie	Lab Accessories > Magnifiers
EAN	4251909508401



Finde 29026-10 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	160 g	Nettogewicht	141 g
Paketgröße	1 Pc.	Maßeinheit	EA
Mindestbestellmenge	1		
Dimensionstext	38 x 38 x 40 mm		
Fieldofview	30 mm		
Illumination	Ultrabright LED		
Magnification	10x		
Workingdistance	10 mm (without scale)		