



Ein steifes, nicht schmelzendes Silikonschmiermittel und Dichtungsmaterial, das seine Konsistenz von -40° bis 200°C (40°F bis 392°F) beibehält mit weniger als 2 % Verdampfung nach 24 Stunden Belastung von 150°C (302°F). Typische Anwendungen sind das Schmieren von Absperrhähnen von rotierenden Teilen, chirurgischen Instrumenten und vielen Laborgegenständen. Versiegelt Vakuum- und Niederdrucksysteme. Kompatibel mit Glas, Kunststoffen, Metallen, synthetischen Gummidichtungsringen und Dichtungen.

Das Produkt ist discontinued und nur limitiert verfügbar.

Allgemein

Produktnummer	29051-45
Kategorie	Instrument Care > Maintenance
EAN	4251909508425



Finde 29051-45 auf finescience.com

Technische Informationen

Versandgewicht	25 g	Nettogewicht	20 g
Paketgröße	15 ml	Maßeinheit	MLT
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Volume	15 ml		