



Ein physiologisch inertes Öl zum Schmieren von chirurgischen Instrumenten, Kastenschlössern, Klinken und anderen überlappenden Verbindungsstellen.

Allgemein

Produktnummer	29055-00
Kategorie	Instrument Care > Maintenance
EAN	4251909508432



Finde 29055-00 auf
[finescience.com](https://www.finescience.com)

Technische Informationen

Versandgewicht	70 g	Nettogewicht	64 g
Paketgröße	50 ml	Maßeinheit	BO
Mindestbestellmenge	1		
Autoclavesafe	Yes		
Volume	50 ml		