



Dieser Spitzenschutz ist eine praktische Methode zum Schutz von chirurgischen Instrumentenspitzen und -kanten mit Farbkennzeichnung. Sie bieten einen außergewöhnlichen Schutz und sind belüftet, um Rostbildung durch Kondensation zu vermeiden. Die Mischpackung (Artikelnr. 29060-00) enthält jeweils 5 der 6 verfügbaren Größen.

Allgemein

|               |                                                             |
|---------------|-------------------------------------------------------------|
| Produktnummer | 29060-00                                                    |
| Kategorie     | Instrument Care > Storage<br>Most Popular > Instrument Care |
| EAN           | 4251909508449                                               |



Finde 29060-00 auf  
[finescience.com](https://finescience.com)

Technische Informationen

|                     |           |              |      |
|---------------------|-----------|--------------|------|
| Versandgewicht      | 25 g      | Nettogewicht | 22 g |
| Paketgröße          | 30 Pc.    | Maßeinheit   | PA   |
| Mindestbestellmenge | 1         |              |      |
| Alloymaterial       | Plastisol |              |      |
| Autoclavesafe       | Yes       |              |      |
| Color               | Assorted  |              |      |
| Dimensionstext      | Assorted  |              |      |